

ProChem SSI (Steam Sterilization Integrator) Integrador de Classe 4

- Fácil Interpretação com verificação Visual instantânea.
- Mudança não reversível da cor branca para preto.
- Mudança de cor irreversível após o processo.
- Verificação visual instantânea de penetração de vapor suficiente para o pacote / bolsa
- Medidas de tempo, temperatura e de presença vapor;
- 510 (k) - 3 minutos a 132-135°C (270-275°F).
- Comporta-se como um indicador de processo a 121°C.
- Uma parte integrante de um programa abrangente de garantia de esterilidade



Catálogo # CI-SINT
250 tiras duplas picotadas de indicadores por pacote

Destinado a ser utilizado em esterilizadores a vapor 132-135°C. Não pretende substituir testes de BI regulares. Quando usado conforme indicado, as tiras integradoras **ProChem SSI** fornecem confirmação visual imediata da penetração de vapor adequada em embalagens. Durante a exposição ao vapor, a tira indicadora muda da cor verde para preto. Se a tira ficar tão escura ou mais escura do que o padrão de cores, as condições de esterilização foram atendidas no ponto de colocação.

Use o **ProChem SSI** para verificar a penetração adequada de vapor em cada embalagem / bolsa. A tinta indicadora muda de branco para preto durante a esterilização a vapor. Os testes mostraram que o **ProChem SSI** completa sua mudança de cor em um tempo equivalente ou superior ao tempo necessário para matar os Indicadores Biológicos. (Dados disponíveis mediante solicitação do cliente). Use de acordo com as instruções. Os **ProChem SSI** são embalados 250 por caixa, com 16 caixas por caixa.

Este produto é fabricado em uma instalação registrada pela FDA de acordo com os Regulamentos do Sistema de Qualidade da FDA (QSRs). Use **ProChem SSI** em conjunto com BIs, conforme descrito nos Padrões AAMI atuais e Práticas Recomendadas: Boas Práticas Hospitalar: esterilização a vapor e garantia de esterilidade. Use de acordo com as instruções na caixa.

Instruções de Uso

1. Coloque **ProChem SSI** no ponto mais difícil para esterilizar, coloque uma tira dentro de cada pacote / bandeja que será esterilizada. Para embalagens maiores, utilizar mais de uma tira. Não utilize o Integrador ProChem SSI se o indicador não estiver verde original, antes da exposição ao vapor.
2. Execute o ciclo de esterilização a vapor, como de costume.
3. Após completar o ciclo, verificar visualmente se a tira indicadora mudou de branco para preto, tornando-se o mais escuro ou mais escura do que na intensidade da seta de referência. Esta mudança é indicativo de que foram alcançadas as condições de esterilização.
4. Se a tira estiver branca ou muito clara que a cor (preta) de referência, considere falho o processo de esterilização e os itens não estéreis. Siga o protocolo "in-house" para falha no ciclo.



Distribuidor Exclusivo para o Brasil:



Cipamed Embalagens Médico-Hospitalares Ltda.

Av. Antonio Gomes da Silva Jr., 745 (Dist. Ind. Lagoinha)
Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14.095-440
Tel. Comercial: (16) 4141 1939 / 98114 3344
Tel. Indústria: (16) 3965 6112 / 3965 6212
www.cipamedembalagens.com.br
email: fabio@cipamed.com.br

Certificados:

