

# ProChem B-D LF110 – Indicador Químico Classe II

## Testes para Autoclaves Gravitacionais com Remoção de AR

### Prochem B-D LF121 – Folhas Avulsas

**Catálogo # CI-BD110**

**100 / pkg**

**Expira 3 anos a partir da data de fabricação**

**Apenas uso industrial internacional**

- Folhas de teste individuais - uma deve ser colocada dentro de uma pilha de toalhas cirúrgicas que são montadas de acordo com as diretrizes da AAMI.
- Tinta sem chumbo na folha de indicadores - Mais segura para o pessoal médico e o meio ambiente.
- Atende a teste de remoção de ar AAMI, EN-867-3 e ISO 11140.
- Distintas, não reversíveis Mudança de cor azul a preto - fácil de interpretar



### Procedimentos para uso

- Teste o esterilizador uma vez por dia.
- Teste no início de cada dia. Um ciclo encurtado deve ser usado para pré-aquecer o sistema (ou seja, omitir a fase de secagem). Se o esterilizador estiver em uso contínuo, o teste pode ser realizado a qualquer momento, mas deve ser testado ao mesmo tempo todos os dias.
- Coloque o pacote no suporte inferior na parte dianteira do esterilizador, perto da porta e sobre o dreno.
- O teste é mais preciso quando nada mais está na câmara, então não use esse ciclo para esterilizar itens ou embalagens. Outros itens neste ciclo podem invalidar o teste.
- Execute um ciclo prévácuo seguindo os parâmetros impressos nas instruções do indicador. Você pode eliminar a fase de secagem para economizar tempo sem afetar o teste.
- Após o ciclo estar completo, remova o pacote e abra para examinar a folha indicadora. CUIDADO! O pacote de teste ainda pode estar quente, então tenha cuidado ao manusear para evitar lesões.
- Grave as informações necessárias na folha (ou em um livro de registro) e armazene para seus registros.
- O pacote de papel de filtro pode ser descartado em uma lixeira de papel.

### Interpretando os resultados do teste

A FALHA é indicada por uma cor mais clara no centro do padrão que ao redor das bordas - falha do padrão mudar completamente para preto. Uma PASS é óbvia por uma cor preta uniforme em todo o padrão da folha indicadora.

Distribuidor Exclusivo para o Brasil:

**CIPAMED**  
Compromisso com a Vida  
Embalagens Médico-Hospitalares

**Cipamed Embalagens Médico-Hospitalares Ltda.**

Av. Antonio Gomes da Silva Jr., 745 ( Distr. Indl. Lagoinha )  
Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14.095-440  
Tel. Comercial: ( 16 ) 4141 1939 / 98114 3344  
Tel. Indústria: ( 16 ) 3965 6112 / 3965 6212  
www.cipamedembalagens.com.br  
email: fabio@cipamed.com.br

Certificados:

**CIPAMED**

**ANVISA**  
Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária

**SGS**